

# LASER MELTING CR-CO PARAMETRI MODELLAZIONE\*

SOFTWARE:  DentalCad

 3D Lynx

## per scansione

spessore minimo	0,5 mm
gap cemento	0,05 mm
gap area frizione	0 mm
largh. area frizione	0 mm
largh. area transizione	0,6 mm
margine orizzontale	0,2 mm
largh. margine angolato	0,3 mm
angolo di emergenza	60°
margine verticale	0 mm

\*parametri consigliati REV.002



# FRESATO ZR PARAMETRI MODELLAZIONE\*

SOFTWARE:  DentalCad

 3D Lynx

## per scansione

spessore minimo	0,6 mm
gap cemento	0,06 mm
gap area frizione	0,015 mm
largh. area frizione	0 mm
largh. area transizione	0,6 mm
margine orizzontale	0,25 mm
largh. margine angolato	0,3 mm
angolo di emergenza	60°
margine verticale	0 mm

\*parametri consigliati REV.002



# FRESATO PU - PMMA PARAMETRI MODELLAZIONE\*

SOFTWARE:  DentalCad

 3D Lynx

## per scansione

spessore minimo	0,8 mm
gap cemento	0,05 mm
gap area frizione	0 mm
largh. area frizione	0 mm
largh. area transizione	0,6 mm
marginie orizzontale	0,2 mm
largh. marginie angolato	0,3 mm
angolo di emergenza	60°
marginie verticale	0 mm

\*parametri consigliati REV.002

